

Mepiform®

(Para usarse en heridas cicatrizadas)

¿Qué es Mepiform?

Mepiform es un suave vendaje de silicona utilizado para el cuidado de cicatrices. Es un vendaje delgado y flexible que se puede retirar fácilmente de la piel cicatrizada.

¿Para qué se usa?

Mepiform ayuda a prevenir que las cicatrices empeoren. Cuando se usa adecuadamente. También puede suavizar o disminuir las cicatrices gruesas como cicatrices hipertróficas o queloides.



¿Cómo uso Mepiform?

Aplicación

1. Abra el envase y saque el vendaje.
2. Corte el vendaje Mepiform de modo que se extienda al menos una pulgada más grande que la cicatriz.
3. Retire la película plástica y aplique el lado adherente del vendaje Mepiform sobre la cicatriz. No lo estire.
4. Coloque el vendaje Mepiform sobre la piel limpia y seca. Si usted pone loción en el área cicatrizada, espere 30 minutos y coloque el vendaje Mepiform sobre la piel cicatrizada. Esto ayudará a que el Mepiform permanezca en su lugar.

Cambio y eliminación del vendaje

1. Mepiform se debe usar durante las 24 horas del día. Retire el vendaje Mepiform una vez al día para revisar y lavar la piel. Mepiform se puede volver a aplicar una vez que la piel se haya secado. Vuelva a utilizar el mismo trozo.
2. Mepiform debe cambiarse cuando ya no se pegue y no se quede en su lugar.
3. Mepiform es impermeable y se puede utilizar durante el baño o la ducha.

Si aparecen lesiones en la piel o sarpullido:

1. Retire el vendaje Mepiform.
2. Deje cicatrizar la piel y espere a que el sarpullido desaparezca.
3. Use un nuevo trozo de Mepiform. Aumente lentamente el tiempo de uso, hasta llegar a 24 horas.

Si vuelven a aparecer lesiones en la piel o sarpullido, retire el vendaje Mepiform y llame a su enfermera o al médico.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo:

- Presenta salpullido que no desaparece;
- Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.