

## **Mepilex®** (Para heridas con secreción)

### **¿Qué es Mepilex®?**

Mepilex es un vendaje de silicona suave y absorbente, que se utiliza para cubrir heridas abiertas. Mepilex no se adhiere a la herida, lo que hace que el cambio de vendaje sea menos doloroso. Mepilex se usa para las heridas con secreción, tales como las úlceras de presión, úlceras de las piernas o pies y las heridas traumáticas. También puede ser utilizado para proteger la piel alrededor de las sondas de gastrostomía.



- Se puede cortar de acuerdo a las distintas formas y ubicación de las heridas.
- Se puede usar bajo vendajes de compresión tales como venda Tubigrip®, Jobst® o las vendas Ace®.
- Se puede utilizar junto con gel.

### **Instrucciones de uso**

1. Lávese las manos con agua y jabón. Séquese con una toalla limpia.
2. Limpie la herida según las indicaciones del médico de su hijo o la enfermera. Seque la piel circundante.
3. Corte el vendaje Mepilex del tamaño correcto. Debe ser al menos una pulgada más grande que la herida.
4. Retire la lámina de plástico del Mepilex.
5. Coloque el Mepilex con el lado adherente hacia la herida. No estire el vendaje Mepilex.
6. Si utiliza cinta adhesiva, sólo aplíquela en los bordes del Mepilex.
7. Para retirar el vendaje, levante suavemente una esquina y retírelo lentamente.

### **¿Con qué frecuencia se debe cambiar?**

Mepilex puede **dejarse puesto durante varios días**, dependiendo del estado de la herida y de la piel circundante. Se debe cambiar cuando la secreción llegue al borde del apósito o según las indicaciones de su enfermera o médico.

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo:

- Desarrolla señales de infección, como enrojecimiento o hinchazón o secreciones verdes, amarillas o de mal olor;
- Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.**