

Mepilex® Lite

(Para heridas con poca secreción)

¿Qué es Mepilex® Lite?

Mepilex Lite es un vendaje de silicona suave que se usa en heridas con poca o nula secreción. Mepilex Lite es un vendaje que absorbe las secreciones y mantiene la humedad de la herida. No se adhiere a la herida, lo que hace que el cambio de vendaje sea menos doloroso.



¿Para qué se usa?

Mepilex Lite se usa para heridas con poca o nula secreción, como las úlceras de piernas y pies, úlceras por presión, quemaduras de espesor parcial, reacciones cutáneas a la radiación y epidermólisis ampollar. Mepilex Lite también puede servir para proteger la piel frágil alrededor de las sondas gastrostómicas.

- Se puede cortar de acuerdo a las distintas formas y ubicación de las heridas.
- Se puede usar bajo vendajes de compresión como Tubigrip®, Jobst® o Ace®.
- Se puede utilizar junto con gel.

Instrucciones de uso

1. Lávese las manos con agua y jabón. Séquese con una toalla limpia.
2. Limpie la herida según las indicaciones del médico o la enfermera. Seque la piel que rodea la herida.
3. Corte el vendaje Mepilex Lite al tamaño correcto. Mepilex Lite debe ser al menos una pulgada más grande que la herida.
4. Retire la lámina de plástico.
5. Coloque el vendaje Mepilex Lite con el lado adherente hacia la herida. No lo estire.
6. Si necesita usar cinta adhesiva para mantenerlo en su lugar, sólo aplíquela a los bordes del vendaje Mepilex Lite.
7. Para retirar la venda, levante suavemente una esquina y retírela lentamente.

¿Con qué frecuencia se debe cambiar?

Mepilex Lite puede **dejarse puesto durante varios días**, dependiendo del estado de la herida y de la piel que la rodea. El médico o la enfermera de su hijo le dirán la frecuencia con que debe cambiar el vendaje Mepilex Lite.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo:

- Desarrolla señales de infección, como enrojecimiento, hinchazón, fiebre o secreciones verdes, amarillas o de mal olor;
- Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.