

Limpieza de una cánula de traqueotomía Shiley®

Propósito

Limpie la cánula traqueal Shiley cada vez que la cambie, de manera que esté lista para un cambio de rutina o de emergencia.

Materiales necesarios

- Banja de limpieza
- Agua esterilizada
- Peróxido
- Obturador (guía)
- Bandeja para agua esterilizada
- Recipiente y tapa
- Bolsa plástica ziplock



Procedimiento

1. Mezcle partes iguales de agua esterilizada y peróxido. Esto es peróxido diluido a la mitad.
2. Enjuague la cánula traqueal con agua tibia para limpiar las secreciones. Haga pasar la guía a través de la cánula presionándola para extraerle las secreciones.
3. Deje remojando la cánula y la guía durante un minuto en el peróxido diluido a la mitad.
4. Enjuague la cánula y la guía con agua esterilizada. Revise si hay secreciones, vuelva a limpiar si es necesario.
5. Deje remojando la cánula y la guía en agua esterilizada durante una hora para eliminar el peróxido.
6. Coloque la cánula y la guía en una superficie limpia para secarla al aire. **Séquelos totalmente** antes de guardarlos.
7. Guárdelos en un recipiente limpio con tapa o en una bolsa plástica Ziplock®. Si aparecen gotitas de agua en el recipiente o en la bolsa, la cánula no está completamente seca. Sáquela y vuelva a limpiarla. La bacteria florecerá si la cánula no está completamente seca. Vuelva a limpiar la cánula.

Instrucciones especiales

- Verifique que no haya grietas en la cánula. Deséchela si está agrietada.
- **No** guarde la cánula traqueal con la guía dentro de ésta.
- Encargue regularmente cánulas traqueales nuevas.
- Si su hijo usa una cánula traqueal con balón inflable, deseche esta cánula después de cada uso.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a la enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.