

## **Limpieza de una cánula de traqueotomía Bivona®**

### **Propósito**

Limpie la cánula cada vez que la cambie, de manera que siempre esté lista para un cambio de rutina o de emergencia.

### **Materiales necesarios**

- Bandeja para limpieza
- Agua esterilizada
- Peróxido
- Obturador (guía)
- Cacerola para hervir agua
- Cuña plástica
- Recipiente y tapa
- Bolsa plástica ziplock®



### **Procedimiento**

1. Mezcle partes iguales de agua esterilizada y peróxido. A esto se le llama peróxido diluido a la mitad.
2. Puede lavar la cánula con agua tibia de la llave y jabón ligero como Ivory® en forma líquido, para limpiar las secreciones. Enjuague la sonda traqueal con agua tibia de la llave. Empuje el guía al través de la sonda traqueal para remover secreciones que contiene la sonda.
3. Haga pasar la guía a través de la cánula presionándola para extraerle las secreciones.
4. Deje remojando la cánula y la guía en la bandeja con peróxido diluido a la mitad durante un minuto.
5. Llene la cacerola con agua de la llave y hiérvala en la estufa.
6. Retire la cacerola del fuego.
7. Coloque la cánula traqueal y la guía en el agua.
8. Cubra la cacerola y deje las partes remojando durante 20 minutos.
9. Escorra el agua y coloque la cánula y la guía en una superficie limpia y seque completamente al aire.

10. Guarde todas las partes en un recipiente limpio con tapa o en una bolsa plástica ziplock®. Si contiene gotas de agua, la sonda no está completamente seco. Sáquelo y vuélvelo a limpiar. Se puede desarrollar bacteria si no está completamente seco.

### **Instrucciones especiales**

- Verifique que no haya grietas en la cánula.
- Puede usar también agua caliente de la llave y un jabón líquido ligero como Ivory® para eliminar las secreciones de la sonda.
- No guarde la cánula traqueal con la guía dentro de ésta.
- Encargue regularmente cánulas traqueales nuevas.
- Si la sonda traqueal Bivona de su hijo contiene una tapa giratoria, cuando la limpie:
  - Use la cuña plástica para quitar la tapa giratoria que contiene el adaptador.
  - Vuelva a colocar la tapa giratoria. Si no reemplaza el conector giratorio, la bolsa de reanimación manual o el ventilador no quedarán en la cánula de traqueostomía como deberían.

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.**